



Baby Art 2

Baby Art 2, parallelometro di piccole dimensioni ma estremamente versatile e maneggevole.

É quindi possibile posizionare su Baby Art 2 il modello ed analizzarlo con strumenti tradizionali oppure mediante un'ottica laser LAS (optional) di semplice e sicuro utilizzo.

Saranno quindi determinabili i valori fondamentali:

- per l'analisi ed il controllo dei modelli;
- per la progettazione di protesi totali, fisse e removibili;
- per il posizionamento degli impianti e degli attacchi;
- per la saldatura mediante l'utilizzo di macchine laser.

Lavorazioni consentite

- Progettazione scheletrati
- Montaggio attacchi

Accessori fuori dotazione

P11	Punta d'analisi
P12	Portagrafite
P13/25	Calibratore 0,25 mm
P13/50	Calibratore 0,50 mm
P13/25	Calibratore 0,75 mm
P14	Trincetto per cera

DATI TECNICI

• Dimensioni	(mm) Ø 80x170-220
• Peso	(kg) 0,70
• Altezza mandrino/piano di lavoro	(mm) 15 ÷ 80
• Corsa verticale	(mm) 10

