

Sistema TPA

viti per protesi con fori angolati fino a 28°



Tel. 0521 78.25.04 – Mail: marketing@artiglio-italia.it – Web: www.artiglio-italia.it



Le viti protesiche TPA consentono di correggere l'angolo del canale transocclusale della protesi, al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica.

Le viti sono utilizzate in combinazione con una chiave Torx ellittica che permette l'avvitamento da qualsiasi angolo fino a 28°.


Questa chiave ha un punto di rottura che interviene prima di giungere ad un serraggio eccessivo della vite. Giunti al limite, la chiave si rompe in un punto che ne consente la rimozione ed impedisce che la vite TPA sia inutilizzabile.

CAD / CAM: Tutte le viti TPA sono fornite con le diverse tipologie d'ingaggio degli originali e possono essere utilizzate con qualsiasi libreria di impianti compatibile con il sistema su cui si lavora.

Non è richiesto alcun programma o alcuna libreria aggiuntivi.

Il rivestimento TiN applicato alla vite TPA riduce il rischio di allentamento, impedisce la deformazione dei fianchi del filetto e aumenta il precarico e la resistenza a rottura per fatica.

Inoltre, il rivestimento TiN è completamente biocompatibile e riduce l'adesione batterica.




Sistema TPA

viti per protesi con fori angolati fino a 28°



Tel. 0521 78.25.04 – Mail: marketing@artiglio-italia.it – Web: www.artiglio-italia.it




CODICE	COMPATIBILITÀ	PIATTAFORMA	SEDE		LUNGHEZZA		FILETTATURA	TORQUE
			α	\varnothing	L ₁	L ₂		
EB-TN-50	Astra ®Evolution® EV	\varnothing 3,6	60°	2,3	2,19	5,11	M 1.6	20
EB-TR-50	Astra ®Evolution® EV	\varnothing 4,2	100°	2,3	1,88	5,72	M 1.8	25
EA-TN-50	Astra ®Osseospeed® Tx	\varnothing 3,0	120°	2,25	1,65	5,45	M 1.4	15
EA-TR-50	Astra ®Osseospeed® Tx	\varnothing 3,5 - \varnothing 4,0	180°	2,3	1,50	6,30	M 1.6	20
AC-TR-50	Astra ®Osseospeed® Tx Nobel Biocare® Replace Select®	\varnothing 4,5 - \varnothing 5,0 RP – WP	180°	2,3	1,40	7,40	M 2	25
AC-TR-51	Nobel Biocare® Replace Select®	RP – WP	180°	2,3	1,30	6,60	M 2	25
EA-TR-51	Astra ®Uni 20° / 45°	Tutte	180°	2,3	1,50	2,90	M 1.4	15
LB-TR-50	BioHorizons ®Tapered Internal	\varnothing 3,0-3,5-4,5-5,7	90°	2,3	1,89	4,61	UNF 1-72	25
AA-TR-52	Biomet 3i ®Esagono Esterno BTI ®Esagono Esterno Nobel Biocare® Branemark®	\varnothing 3,25-4,1-5,1 \varnothing 4.1-5.5 \varnothing 4.1	180°	2,3	1,40	4,40	M 2	25
BB-TR-51	Biomet 3i ®Certain®	\varnothing 3,4-4,1-5,0	180°	2,25	1,35	6,25	M 1.6	20
GA-TN-50	BTI ®Esagono Esterno	Tiny \varnothing 3,5	180°	2,3	1,50	3,60	M 2	25
GB-TR-50	BTI ®Interna®	Universal \varnothing 4,1 Wide \varnothing 5,5	180°	2,3	1,50	5,00	M 1.8	25
IB-TR-51	Dentsply® Ankylos®	C/X	60°	2,3	1,82	6,88	M 1.8	25
IA-TR-50	Dentsply® Friadent® Xive®	\varnothing 3,8	90°	2,3	1,66	5,44	M 1.6	20
CA-TR-50	Klockner® SK2® NK2®	\varnothing 4,2	90°	2,3	1,50	3,00	M 1.8	25
CB-TR-50	Klockner® Essential Cone®	\varnothing 4,5	90°	2,3	1,65	4,85	M 1.8	25
HA-TN-50	Microdent® Microdent® System	\varnothing 3,5	140°	2,3	1,59	4,01	M 1.8	25
HA-TR-50	Microdent® Microdent® System	\varnothing 4,2-5,1	120°	2,3	1,85	4,15	M 2	25
AB-TR-50	Multiunit	\varnothing 4,8	180°	2,3	1,50	2,10	M 1.4	15
AA-TN-50	Nobel Biocare® Active® Nobel Biocare® Branemark®	NP \varnothing 3.5 NP \varnothing 3.5	70°	2,3	2,08	4,72	M 1.6	20
AA-TR-50	Nobel Biocare® Branemark® Sweden & Martina® Outlink2® Phibo® TSH®	RP \varnothing 4.1 RP \varnothing 4.1 S3 – S4	75°	2,3	2,02	3,78	M 2	20
AD-TT-50	Nobel Biocare® Active®	\varnothing 3.0	70°	2,3	1,99	5,01	M 1.4	15
AD-TR-50	Nobel Biocare® Active®	RP \varnothing 3.9	75°	2,3	2,02	4,98	M 2	25
AA-TW-50	Nobel Biocare® Branemark®	WP \varnothing 5.1	72°	2,85	1,61	4,80	M 2.5	25
AC-TN-50	Nobel Biocare® Replace Select®	NP \varnothing 3.5	180°	2,25	1,40	6,10	M 1.8	25
AC-TN-51	Nobel Biocare® Replace Select®	NP \varnothing 3.5	180°	2,25	1,40	5,40	M 1.8	25

Sistema TPA

viti per protesi con fori angolati fino a 28°



Tel. 0521 78.25.04 – Mail: marketing@artiglio-italia.it – Web: www.artiglio-italia.it



CODICE	COMPATIBILITÀ	PIATTAFORMA	SEDE		LUNGHEZZA		FILETTATURA	TORQUE
			α	\varnothing	L ₁	L ₂		
DB-TR-50	Straumann® Bone Level®	NC –RC	30°	2,3	2,15	5,55	M 1.6	20
DA-TR-51	Straumann® Tissue Level® IMPLANT LEVEL SCREW	RN – WN	30°	2,3	2,65	3,65	M 2	25
DA-TR-50	Straumann® Tissue Level® SYNOCTA® LEVEL SCREW	RN – WN	90°	2,3	1,65	3,32	M 2	25
MB-TN-50	Sweden & Martina® Premium Kohno®	\varnothing 3,3 – 3,8	120°	2,3	1,52	5,08	M 1.8	25
MB-TR-50	Sweden & Martina® Premium Kohno®	\varnothing 4,25 – 5,0	120°	2,3	1,55	4,85	M 2	25
FA-TR-50	Zimmer® Screw-Vent®	All	140°	2,3	1,73	4,97	UNF 1-72	25

ACCESSORI

TPA Screw Driver
latch-grip attachment



CACCIAVITE TPA

LUNGHEZZA: 25 mm

LUNGHEZZA: 32 mm

KTPA

KTPA-L